

t:slim X2™

Pompe à insuline

INTÉGRANT LA TECHNOLOGIE **Control-IQ**

Guide rapide



Bienvenue!



Sommaire

Général

Présentation de votre pompe t:slim X2™	4
Pompe à insuline et accessoires	5

Pour commencer

Démarrage de la pompe à insuline t:slim X2™	6
Recharger sa pompe t:slim X2™	6
Sélection de la langue	6
Régler l'heure et la date	7
Utilisation de l'écran tactile	7

Général

Description de l'écran verrouillé et l'écran d'accueil	8
Écran verrouillé	8
Écran d'accueil	8
Signification des symboles	9
Signification des indicateurs lumineux	9
Les menus de votre pompe	10
Informations supplémentaires sur la pompe t:slim X2™	11

Apprendre à connaître sa pompe à insuline t:slim X2™ étape par étape

Notions de l'insulinothérapie	12
Créer un profil personnel	13
Les sets de perfusion pour la pompe t:slim X2™	14
Les sites de perfusion	14
Installation d'un réservoir d'insuline	15
Installation d'un réservoir d'insuline	16
Remplacer un réservoir	17
Insertion d'un cathéter AutoSoft™ 90	18
Insertion d'un cathéter AutoSoft™ 30	19
Insertion d'un cathéter VariSoft™	20
Insertion d'un cathéter Truesteel™	20
Interrompre et reprendre l'administration d'insuline	21
Administration d'un bolus	22
Administration d'un bolus prolongé	23

Etui de protection de la pompe à insuline t:slim X2™

Utilisation de l'étui de protection pour la pompe à insuline t:slim X2™	24
---	----

Système de mesure continue du glucose (mcg) avec la pompe t:slim X2™

Connexion avec le système MCG Dexcom G6 et G7	26
Étape par étape : Connexion du Dexcom G6 et G7 MCG à la pompe	28

Technologie Control-IQ

Fonctionnement de la technologie Control-IQ	31
---	----

Rappels et alertes

Rappels	34
Les principales alertes de la pompe	35

Alarme

Les principales alarmes de la pompe	36
Conseils d'entretien pour la pompe à insuline t:slim X2™	37

Application t:simulator™

Utilisation responsable des technologies Control-IQ	38
---	----

Pompe à insuline et accessoires



Kit d'accessoires:

- Coque noire pour la pompe
- Guide d'utilisation de la pompe t:slim X2™ avec technologie Control-IQ
- Câble USB
- Adaptateur électrique
- Outil de retrait du réservoir.



Pompe à insuline t:slim X2™



Protections de votre pompe à insuline t:slim X2™

En plus d'un étui de protection noire, votre pompe est expédiée avec un protecteur d'écran transparent déjà installé. Il ne doit pas être retiré sauf pour son remplacement. Votre pompe est fournie avec un cache de protection

à l'endroit où le réservoir est inséré normalement. Ce cache doit être retiré et remplacé par un réservoir avant de lancer l'administration d'insuline.

Pour commencer

Démarrage de la pompe à insuline t:slim X2™

Branchez votre pompe à une source de courant. La pompe émet un signal sonore lorsqu'elle est allumée et prête à l'emploi. Pour activer l'écran de votre pompe, appuyez une fois sur le bouton Écran activé/Bolus rapide, situé sur le dessus de la pompe.



Comment recharger sa pompe t:slim X2™?

La pompe est alimentée par une batterie rechargeable interne au lithium polymère. Une charge complète dure généralement 7 jours. Veuillez noter que la durée de vie de charge de la batterie peut varier considérablement en fonction de l'utilisation personnelle qui est faite, notamment en fonction de l'insuline administrée, du temps d'activation de l'écran, de l'utilisation d'un système de mesure en continu du glucose (MCG) et de la fréquence des rappels, des alertes et des alarmes. Lorsque vous recevez votre pompe, vous devez la connecter à une source de courant avant de pouvoir l'utiliser. Rechargez la pompe jusqu'à ce que l'indicateur du niveau de charge de la batterie sur la partie supérieure gauche de l'écran Accueil indique 100% (la première charge peut durer jusqu'à 2,5 heures). La pompe continue à fonctionner normalement pendant la recharge. Une fois que l'indicateur de batterie atteint 100%, débranchez la pompe de la source de courant. Vous n'avez pas besoin de vous débrancher de la pompe au moment de la recharge.

Lorsque vous branchez la pompe à insuline t: slim X2, les éléments suivants signalent que la pompe est en marche:

- Un écran lumineux
- Une alerte sonore
- Un indicateur LED illuminé (autour du bouton Écran activé/Bolus rapide)
- Une alerte vibrante
- Un symbole de charge (éclair) apparaît sur l'indicateur de
- Niveau de batterie

Sélection de la langue

L'écran de sélection de la langue s'affiche la première fois que vous déverrouillez l'écran de la pompe ou lorsque vous déverrouillez cet écran après avoir mis la pompe hors tension.

Pour sélectionner votre langue:

- Touchez le cercle à côté de la langue que vous souhaitez afficher.
- Touchez la flèche vers le bas pour afficher des langues supplémentaires.
- Touchez  pour enregistrer votre choix et poursuivre la configuration de la pompe.

Remarque

Le bouton «Écran activé/bolus rapide» peut également être utilisée pour éteindre l'écran.

Conseil

Il est recommandé de vérifier périodiquement l'indicateur de niveau de batterie, de charger le système pendant une courte période de temps chaque jour (10-15 minutes), et aussi d'éviter les décharges complètes fréquentes.

Régler l'heure et la date

Après la première mise sous tension de votre pompe, réglez l'heure et la date. Vérifiez toujours que l'heure et la date définies sur votre pompe sont correctes. L'administration de l'insuline peut être affectée par un mauvais réglage de l'heure et de la date.

Comment accéder au menu Heure et Date sur votre pompe :


1. Appuyez sur le bouton Écran activé/Bolus rapide
2. Déverrouillez l'écran en appuyant sur les touches 1-2-3 dans l'ordre
3. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur OPTIONS
4. Appuyez sur la flèche vers le bas pour passer sur l'écran suivant puis sélectionnez « Réglages dispositif » et « Heure et Date »
5. Appuyez sur « Modifier l'heure »
6. Appuyez sur la fonction « Mode 24 heures » en faisant glisser
7. Appuyez ensuite sur « Heure »
8. Un clavier numérique apparaît, qui permet de régler les heures puis les minutes. EX: 14h26mn je tape successivement sur le 1, 4, 2 et enfin 6.
9. J'appuie sur  pour passer à l'étape suivante.
10. J'appuie sur  pour sauvegarder le réglage de mon heure.
11. Suivez les mêmes étapes pour régler la date.

Utilisation de l'écran tactile

Pour activer l'écran de votre pompe, appuyez d'abord sur le bouton Écran allumé/Bolus rapide. Touchez délicatement l'écran avec la pulpe du doigt. Évitez de toucher l'écran avec les ongles ou avec un autre objet.

La pompe offre plusieurs fonctions de sécurité pour empêcher toute interaction accidentelle avec l'écran tactile:

- Vous devez déverrouiller l'écran en saisissant le code 1-2-3 dans l'ordre.
- Sur tous les écrans, si vous touchez trois zones inactives de l'écran tactile avant de toucher une zone active, l'écran s'éteint pour empêcher toute interaction accidentelle.



Général


Description de l'écran verrouillé et l'écran d'accueil

1. Heure et Date
2. Icône d'alerte
3. Niveau de charge de la batterie
4. 1-2-3: déverrouille l'écran
5. Insuline active (IA)
6. Icône Bolus actif
7. État
8. Niveau d'insuline
9. Logo Tandem: appuyez pour revenir à l'écran d'accueil

Écran verrouillé



Écran d'accueil



1. Niveau de charge de la batterie
2. Port USB
3. Bolus
4. Options
5. Insuline Active (IA)
6. Heure et Date
7. État
8. Niveau d'insuline
9. Logo Tandem: Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil
10. Tubulure du réservoir
11. Connecteur de tubulure
12. Bouton Écran activé/Bolus rapide
13. Indicateur LED

Conseil

Conseils pour l'utilisation de l'écran tactile: Il est parfois plus facile de taper sur le logo Tandem à droite de l'écran tactile pour accéder à l'écran d'accueil que d'appuyer plusieurs fois sur le bouton .

Signification des symboles

Symbole	Signification
	Un rappel, une alerte, une erreur ou une alarme du système est actif (active).
	Un bolus est en cours d'administration.
	L'insuline basale est programmée et en cours d'administration.
	Un débit basal temporaire est actif.
	La technologie Control-IQ administre un bolus de correction automatique.
	La session du capteur MCG est active et l'émetteur communique avec la pompe.
	La session du capteur MCG est active, mais l'émetteur ne communique pas avec la pompe.
	La technologie Control-IQ augmente l'administration de l'insuline basale.
	La technologie Control-IQ diminue l'administration de l'insuline basale.
	Toutes les administrations d'insuline sont arrêtées.
	Un débit basal de 0 μ /h est actif.
	Un débit basal temporaire de 0 μ /h est actif.
	La technologie Control-IQ est activée mais elle n'augmente pas, ni ne diminue activement l'administration L'insuline basale.
	La technologie Control-IQ augmente l'administration d'insuline basale.
	La technologie Control-IQ baisse l'administration d'insuline basale.
	La technologie Control-IQ a arrêté l'administration d'insuline basale.
	L'activité Sommeil est activée.
	L'activité Exercice est activée.

Signification des indicateurs lumineux



LED rouge

1 clignotement en rouge toutes les 30 secondes indique une défaillance ou un état d'alarme.



LED jaune

1 clignotement en jaune toutes les 30 secondes indique un état d'alerte ou de rappel.



LED verte

- 1 clignotement en vert toutes les 30 secondes indique que la pompe fonctionne normalement.
- 3 clignotements en vert toutes les 30 secondes indiquent que la pompe est en train de se recharger.



Pour plus d'informations concernant les alertes et alarmes de la pompe t:slim X2™, veuillez consulter le guide d'utilisation.

Général

Structure des menus de votre pompe

Écran d'accueil sans MCG



Écran d'accueil avec MCG



ARRÊTER INSULINE

Arrêter ou Reprendre l'insuline

Remplir

- Remplacer le réservoir
- Remplir tubulure
- Purger la canule
- Rappel du site

Activité

- Activité Exercice
- Activité Sommeil
- Horaires sommeil
- Débit basal temporaire

Ma pompe

- Profils personnels
 - Réglages pompe
- Control-IQ
- Alertes et rappels
 - Rappels pompe
 - Alertes pompe
- Info pompe



Ma MCG

- Arrêter/démarrer Capteur
- Calibrer MCG
- Alertes MCG:
 - Glycémie Haute/Basse
 - Augmentation/Chute
 - Perte du signal
- N° transmetteur
- Infos MCG

Réglages dispositif

- Réglages affichage
- Paramètres Bluetooth
- Heure et date
- Volume sonore
- Code PIN

Historique

- Historique pompe:
 - Résumé d'admin
 - Dose quot. Totale
 - Bolus
 - Basal
 - Remplir
- Glycémie
- Alertes et alarmes
- Control-IQ
- Complet
- Historique MCG:
 - Sessions et calibrations
 - Alertes et erreurs
 - Complet

Informations supplémentaires sur la pompe t:slim X2™

Accès à l'état actuel de la pompe



Appuyez sur l'icône du niveau d'insuline dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.



Votre pompe t:slim X2™ affichera le nom du profil actif, votre débit basal actuel, l'heure et la dose de votre dernier bolus. Si un bolus prolongé est en cours, cet écran affichera la dose d'insuline administrée par rapport à la dose totale est affichée.



Appuyez sur la flèche du bas pour afficher le facteur de correction, le ratio de glucides, la valeur de glycémie cible et la durée de l'insuline.



Appuyez sur la flèche vers le bas pour afficher la date de la dernière calibration, la date du démarrage du capteur, l'état de la batterie du transmetteur et l'état de la connexion mobile.

La technologie Micro-Delivery®

Dans votre pompe t:slim X2™, le mécanisme d'administration de l'insuline se compose d'un moteur miniaturisé, un réservoir et une chambre de microdistribution (technologie Micro-Delivery®).

L'insuline est déplacée du réservoir vers la chambre de micro-distribution, puis en très petites quantités adminis-

trées à travers la tubulure et dans votre corps au moyen d'un set de perfusion.

Le logiciel est intégré à votre pompe à insuline. C'est le programme informatique qui indique à votre pompe la quantité d'insuline à administrer en fonction de vos réglages de dose d'insuline et des informations que vous saisissez.




Illustration de la chambre de micro-distribution

Apprendre à connaître sa pompe à insuline t:slim X2™ étape par étape

Notions de l'insulinothérapie

Qu'est-ce que l'insuline basale ?

L'insuline basale correspond à de très petites doses d'insuline à action rapide délivrées en continu par votre pompe t:slim X2™. Le débit basal représente la quantité d'insuline à action rapide délivrée en une heure. À titre d'exemple, un taux basal de 1U/h signifie qu'une unité d'insuline sera divisée en incréments égaux toutes les 5 minutes sur une période de 1 heure.

Qu'est-ce qu'un bolus ?

Un bolus est une dose d'insuline à action rapide administrée pour couvrir un aliment ou une glycémie élevée. Un bolus repas est administré chaque fois que vous mangez un repas ou une collation. Le bolus de correction est pris pour abaisser ou « corriger » une glycémie élevée.

Comment modifier un profil personnel ?

Un profil personnel est un ensemble de paramètres qui définissent l'administration basale et bolus pour des plages horaires spécifiques sur une période de 24 heures. Chaque profil peut être personnalisé avec un nom. Dans un profil personnel, les éléments suivants peuvent être définis :

Plages horaires :

- Débit basal (votre débit basal en unités/h)
- Facteur de correction (quantité de 1 unité d'insuline pour diminuer la glycémie)
- Ratio glucides (grammes de glucides couverts par 1 unité d'insuline)
- Glycémie cible (votre glycémie idéale en mmol/L)

Paramètres bolus :

- Durée de l'insuline (la durée pendant laquelle un bolus diminue votre glycémie)
- Bolus maximum (la quantité maximale pour un seul bolus)
- Glucides (Activé/Désactivé).

Remarque

Jusqu'à six profils personnels différents peuvent être créés et jusqu'à 16 segments différents peuvent être définis dans chaque profil personnel.

Le premier segment de temps commence à 00h00 (minuit). Les paramètres suivants sont définis pour chaque segment : débit basal, facteur de correction, ratio glucides et glycémie cible.

Précaution

Veuillez consulter votre professionnel de santé pour la programmation ou la modification des paramètres de votre profil personnel.



Etape par étape – Profil personnel



Appuyez sur **OPTIONS**.



Appuyez sur **Ma pompe**.



Appuyez sur **Profils personnels**.



Appuyez sur **+** pour créer un nouveau profil, ou sélectionnez l'un des un profil existant, pour y effectuer des modifications.



Vous pouvez modifier le profil activer, dupliquer, supprimer ou le renommer.

Appuyez sur **Modifier** pour modifier ou voir vos paramètres.



Appuyez sur vos paramètres actuels pour voir les autres intervalles de votre journée.



Appuyez sur l'intervalle de temps que vous souhaitez modifier.

Si l'intervalle que vous souhaitez modifier n'est pas affiché, cliquez sur la flèche du bas.



Appuyez sur **Basal, Facteur de correction, Ratio glucides ou Cible** pour modifier les valeurs, puis appuyez sur **✓**.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **✓**.



Confirmez vos paramètres. Les modifications récentes apparaissent en orange.

Appuyez sur **✓** pour confirmer.


Certains écrans ne sont pas affichés. Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre pompe à insuline t:slim X2™, veuillez consulter le guide d'utilisation.

Apprendre à connaître sa pompe à insuline t:slim X2™ étape par étape

Les sets de perfusion pour la pompe t:slim X2™

Un ensemble de perfusion se compose d'un système de tubulure complet qui délivre l'insuline depuis votre pompe t: slim X2 jusque dans votre corps. Un ensemble de perfusion comprend les éléments suivants:

1. La canule est un petit tube souple ou une aiguille placée juste sous la peau pour permettre à l'insuline d'être délivrée dans votre corps.
2. La tubulure permet à l'insuline d'être délivrée de votre pompe à insuline vers vous.
3. Le connecteur t:lock verrouille la tubulure à votre pompe à insuline.



Les sites de perfusion

Votre ensemble de perfusion peut être porté sur différentes zones de votre corps. L'absorption peut varier d'un site à l'autre. Discutez de ces options avec votre professionnel de santé. Les sites les plus couramment utilisés sont: abdomen, haut des fesses, hanches, haut des bras/haut des jambes.

Remarque

L'ensemble de perfusion doit être changé tous les 2 à 3 jours selon les instructions données par votre professionnel de santé.

Conseil

Il est recommandé de changer de site d'insertion régulièrement. Vous pouvez établir un calendrier de rotation des sites qui correspondra le mieux à vos besoins.

L'utilisation de la même zone peut provoquer des cicatrices ou des bosses, ce qui peut affecter l'administration d'insuline.

Pour vous aider, un rappel de site peut être défini dans votre pompe t:slim X2 à partir du menu **OPTIONS > Remplir > Rappel du site.**

Installation d'un réservoir d'insuline





Instructions pour prélever de l'insuline dans un flacon avec une seringue

Respectez toutes les règles d'hygiène lorsque vous effectuez les manipulations suivantes:

1. Vérifiez que l'emballage de l'aiguille et de la seringue ne présente aucun défaut. Jetez tout produit endommagé
2. Lavez-vous soigneusement les mains.
3. Désinfectez la membrane en caoutchouc du flacon d'insuline avec un coton imbibé d'alcool.
4. Retirez l'aiguille et la seringue de l'emballage. Fixez fermement l'aiguille à la seringue. Retirez avec précaution le capuchon de protection de l'aiguille en le tirant vers l'extérieur.
5. Aspirez de l'air dans la seringue jusqu'à la quantité d'insuline souhaitée (voir illustration A).
6. En maintenant le flacon d'insuline bien droit, insérez l'aiguille dans le flacon. Injectez l'air de la seringue dans le flacon. Continuez à appuyer sur le piston de la seringue (voir illustration B).
7. En maintenant l'aiguille à l'intérieur du flacon, retournez le flacon et la seringue. Relâchez le piston de la seringue. L'insuline commencera à s'écouler dans la seringue.
8. Tirez doucement le piston jusqu'à la quantité d'insuline souhaitée (voir illustration C).
9. En maintenant l'aiguille de remplissage dans le flacon et retournée, tapotez sur la seringue pour faire remonter les bulles d'air (voir illustration D). Puis appuyez doucement sur le piston pour pousser les bulles d'air dans le flacon.
10. Vérifiez la présence de bulles d'air et effectuez l'une des manipulations suivantes:
 - Si vous constatez la présence de bulles d'air, recommencez l'étape 9.
 - Si vous ne voyez pas de bulles d'air, retirez l'aiguille de remplissage du flacon.

Remarque

Utilisez uniquement de l'insuline U-100 Humalog ou Novorapid.









Apprendre à connaître sa pompe à insuline t:slim X2™ étape par étape

Installation d'un réservoir d'insuline

Instructions pour remplir le réservoir

1. Vérifiez que l'emballage du réservoir ne présente aucun défaut. Jetez tout produit endommagé
2. Ouvrez l'emballage et retirez le réservoir.
3. Maintenez le réservoir bien droit et insérez délicatement l'aiguille dans l'orifice de remplissage blanc sur le réservoir (voir illustration E). L'aiguille ne doit pas aller jusqu'au fond, n'exercez pas de pression trop forte.
4. En maintenant la seringue alignée verticalement avec le réservoir, et l'aiguille à l'intérieur de l'orifice de remplissage, tirez sur le piston jusqu'au bout (voir illustration F) pour évacuer l'air présent dans le réservoir. Les bulles d'air remonteront vers le piston.
5. Assurez-vous que l'aiguille se trouve toujours dans l'orifice de remplissage et relâchez le piston. La pression permettra au piston de reprendre une position neutre, mais l'air ne sera PAS renvoyé dans le réservoir (voir illustration G).
6. Retirez l'aiguille de l'orifice de remplissage.
7. Retournez la seringue et tirez le piston (voir illustration H). Tapotez sur la seringue pour faire remonter les bulles d'air.
8. Appuyez doucement sur le piston pour évacuer les bulles d'air jusqu'à ce que l'embout de l'aiguille soit rempli d'insuline et que vous aperceviez une goutte d'insuline sur la pointe de l'aiguille (voir illustration I).
9. Réinsérez l'aiguille dans l'orifice de remplissage et remplissez doucement le réservoir d'insuline (voir illustration J). Il est normal de sentir une résistance lorsque vous appuyez doucement sur le piston.
10. Continuez à appuyer sur le piston pendant que vous retirez l'aiguille du réservoir. Vérifiez que le réservoir ne fuit pas. Si vous détectez une fuite d'insuline, jetez le réservoir et recommencez toutes les étapes avec un nouveau réservoir.



Conseil

Il est recommandé de remplacer le réservoir et le set de perfusion à un moment où vous pouvez surveiller attentivement votre glycémie.


Étape par étape – Remplacer un réservoir



Depuis le menu Options, appuyez sur **Remplir**.




Appuyez sur Remplacer le réservoir. Un message indiquant que toutes les administrations d'insuline ont été interrompues s'affichera à l'écran. Appuyez sur pour continuer.



Retirez l'ensemble de perfusion de votre corps et appuyez sur pour continuer.



Retirez le réservoir usagé. Installez le nouveau réservoir rempli. Appuyez sur l'icône de déverrouillage lorsque vous avez terminé. Appuyez sur l'icône bleu et sur pour continuer.



Assurez-vous que l'ensemble de perfusion n'est plus inséré dans la peau. Connectez la tubulure de la perfusion au connecteur t:lock sur le réservoir. Appuyez sur .



Maintenez la pompe verticale pour évacuer l'air qui pourrait se trouver dans le réservoir. Appuyez sur **DÉMARRER**. La pompe émettra un signal sonore et vibrera régulièrement pendant le remplissage.



Appuyez sur **ARRÊTER** dès que vous apercevez trois gouttes d'insuline à l'extrémité du set de perfusion. Assurez-vous d'avoir vu les gouttes et appuyez sur **TERMINÉ**.




Depuis le menu «Remplir», appuyez sur **Purger la canule**. Insérez le nouvel ensemble de perfusion (connectez-le à la tubulure remplie si nécessaire), puis appuyez sur .




Appuyez sur **Modifier quantité**. Sélectionnez le volume nécessaire pour purger la canule. Pour connaître le volume de remplissage approprié, veuillez consulter le guide utilisateur de votre ensemble de perfusion. Appuyez sur **DEMARRER**.



Après avoir purgé la canule, vous pouvez activer le rappel de changement de site. Appuyez sur **Modifier le rappel** pour modifier l'heure et la date. Appuyez sur pour valider.



Il vous sera alors demandé si vous souhaitez poursuivre l'administration d'insuline. Appuyez sur pour reprendre l'insuline. Un message vous rappelant de mesurer votre glycémie dans une à deux heures s'affichera.



L'écran REPRISE INSULINE apparaît.

Remarque

Les cathéters en acier ne disposent d'aucune canule. Passez cette étape si vous en avez un.

Apprendre à connaître sa pompe à insuline t:slim X2™ étape par étape

Insertion d'un cathéter AutoSoft™ 90

Avant de procéder à un changement, lavez-vous soigneusement les mains et nettoyez la zone d'insertion choisie.




Cliquez ici ou scannez le QR code avec votre téléphone ou tablette pour accéder à la vidéo



Retirez l'emballage plastique.




Retirez le papier stérile.



Retirez le couvercle.




Saisissez le connecteur et déroulez la tubulure entièrement, en douceur.



Fixez le connecteur à la tubulure du réservoir. Tournez d'un quart de tour supplémentaire pour un branchement solide. Remplissez la tubulure selon les instructions du guide d'utilisation.




Retirez l'adhésif en douceur.




Saisissez le dispositif avec vos doigts positionnés sur les lignes en relief. Tirez sur le ressort jusqu'à entendre un « clic ».



Retirez le protecteur de l'aiguille en tournant délicatement.



Placez le dispositif sur la zone d'insertion, déclenchez l'insertion en appuyant simultanément sur les creux ronds. Procédez à la purge de la canule selon les instructions du guide d'utilisation.




Remettez le couvercle pour protéger l'aiguille.

Insertion d'un cathéter AutoSoft™ 30

Avant de procéder à un changement, lavez-vous soigneusement les mains et nettoyez la zone d'insertion choisie. Assurez vous que l'ensemble de perfusion est déconnecté du site d'insertion avant de procéder au remplissage de la tubulure.




Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon oder Tablet zum Video zu gelangen.




Retirez l'emballage plastique.



Retirez le papier stérile.




Retirez le couvercle en plaçant une main de chaque côté.




Saisissez le dispositif avec vos doigts positionnés sur les lignes en relief. Tirez le ressort jusqu'à entendre un « clic ».




Retirez le protecteur de l'aiguille en douceur en vérifiant que l'aiguille n'est pas coincée.





Placez le dispositif sur la zone d'insertion en respectant l'angle de 30°, déclenchez l'insertion en appuyant simultanément sur les creux ronds.



Maintenez votre doigt sur la fenêtre transparente de l'adhésif en retirant le dispositif d'insertion.




Retirez la partie arrière l'adhésif et puis la partie avant. Appuyez doucement pour une meilleure adhésion.



Tournez dans le sens horaire

Fixez le connecteur à la tubulure du réservoir. Tournez d'un quart de tour supplémentaire pour un branchement solide. Remplissez la tubulure selon les instructions du guide d'utilisation.



Insérez l'extrémité de la tubulure dans le site du cathéter. Procédez à la purge de la canule selon les instructions du guide d'utilisation.


Apprendre à connaître sa pompe à insuline t:slim X2™ étape par étape

Insertion d'un cathéter VariSoft™

Le set de perfusion VariSoft™ dispose d'une canule pour une utilisation manuelle introduction, qui est placée dans un angle d'introduction entre 20 ° et 45 °.

Ce kit de perfusion est idéal pour ceux qui l'introduire manuellement de la perfusion.

- La canule souple 20–45° permet à l'utilisateur de choisir l'angle d'insertion le plus optimal
- Facile à insérer manuellement et facile à déconnecter
- Discret à porter grâce à son profil plat
- Débranchement pratique au niveau du site
- Différentes longueurs de canules et de tubulures
- Convient particulièrement aux enfants




Insertion d'un cathéter Trueteel™

Le set de perfusion Trueteel™ dispose d'une aiguille très fine en acier avec un angle d'insertion d'un angle de 90 °.

Il est en outre muni d'un ruban adhésif supplémentaire afin d'éviter tout risque de de tirer sur l'aiguille de l'utilisateur.

Ce set de perfusion est recommandé pour les personnes, qui ne supportent pas les canules en téflon ne supportent pas la perfusion.

- Canule fine (29G) en acier à 90° avec profil plat pour une insertion facile, indolore et un confort et un certain confort
- Patch adhésif supplémentaire avec unité de découplage pour la tubulure de perfusion à 10 cm de la canule pour plus de sécurité contre une éventuelle perte de canule
- Pour les utilisateurs allergiques au téflon et ceux qui préfèrent une aiguille en acier



Conseil

Demandez à votre professionnel de la santé quel est le kit de perfusion le mieux adapté à vos besoins.

Comment interrompre et reprendre l'administration d'insuline?

⊗ Interrompre l'administration de l'insuline



Appuyez sur **OPTIONS**.



Appuyez sur **ARRÊTER INSULINE**.



Appuyez sur .


⊙ Reprendre l'administration de l'insuline



Appuyez sur **OPTIONS**.



Appuyez sur **REPRENDRE INSULINE**.



Appuyez sur pour confirmer.


Remarque

Les débits temporaires ou les bolus actifs avant l'interruption de l'administration ne reprendront pas. Seul votre profil personnel actif reprendra.

Certains écrans ne sont pas affichés. Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre pompe à insuline t:slim X2™, veuillez consulter le guide d'utilisation.

Apprendre à connaître sa pompe à insuline t:slim X2™ étape par étape

Symboles de bolus affichés dans le graphique CGM



Bolus standard/correction



Bolus prolongé




Bolus de correction automatique

Après avoir administré un bolus, vous verrez une icône carrée bleue en bas de l'écran de votre graphique CGM. L'icône se déplace au fil du temps vers la gauche, conformément à la ligne de temps du graphique de CGM. Il y a trois types d'icônes que vous pouvez voir, en fonction du bolus administré.

Etape par étape - Comment administrer un bolus ?



Appuyez sur **BOLUS**




Si la valeur de glucose saisie est supérieure ou inférieure à la valeur cible, il vous sera demandé si vous souhaitez ajouter un bolus de correction.

Pour accepter la diminution, appuyez sur  ; sinon, appuyez sur .



Appuyez sur  pour continuer. Si vous souhaitez modifier la quantité de bolus suggérée, tapez sur la valeur correspondante pour la modifier.



Vérifiez la dose et appuyez sur pour confirmer.

Remarque

Les calculs ci-dessus se basent sur les ratios glucidiques prédéfinis et sur les facteurs de correction, qui peuvent être configurés dans les Profils personnels.



BOLUS NORMAL

Appuyez sur pour administrer immédiatement le bolus repas.

L'écran ADMINISTRATION DU BOLUS EN COURS apparaît pour confirmer que l'administration a démarrée.



Pour annuler l'administration du bolus, appuyez sur la croix blanche à côté de **BOLUS** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur pour confirmer l'annulation.

Administration d'un bolus prolongé



Appuyez sur **PROLONGÉ** pour administrer un bolus prolongé.

Appuyez sur pour continuer.



Appuyez sur pour utiliser les paramètres par défaut ou appuyez sur MAINTENANT et sur DURÉE pour modifier les paramètres, puis appuyez sur pour continuer.



L'écran de confirmation indiquera la dose d'insuline qui sera immédiatement administrée, la dose d'insuline qui sera administrée ensuite et la durée de l'administration.

Appuyez sur pour commencer l'administration du bolus.



L'écran BOLUS LANCÉ apparaît pour confirmer que l'administration a démarré. L'écran affiche également la quantité de bolus en cours d'administration et le bolus prolongé

Certains écrans ne sont pas affichés. Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre pompe à insuline t:slim X2™, veuillez consulter le guide d'utilisation.

Étui de protection de la pompe à insuline t:slim X2™

Utilisation de l'étui de protection pour la pompe à insuline t:slim X2™

Les étuis de protection pour la pompe à insuline t:slim X2™ ont été conçues pour permettre aux pompes d'être rechargées et de pouvoir remplacer les réservoirs sans devoir les retirer, et peuvent être utilisées avec ou sans l'attache métallique fournie. L'attache métallique peut être orientée à la verticale ou à l'horizontale.



Remarque

L'étui dans le kit d'accessoires de votre pompe t:slim X2 est noire.

Pour mettre la pompe dans l'étui:

1. Débranchez la pompe du site.
2. Alignez le bouton de réactivation de la pompe sur le bouton situé en haut de l'étui et glissez la tubulure dans l'ouverture (Figure A).
3. Une fois la tubulure glissée dans l'ouverture, insérez le côté droit de la pompe dans l'étui puis appuyez sur le côté gauche.

* Si les boutons de la pompe et de l'étui ne sont pas du même côté, votre pompe est à l'envers et n'est pas correctement insérée dans le boîtier.




Pour sortir la pompe de l'étui :

1. Débranchez la pompe du site.
2. Placez la pompe face vers le bas (loin de vous).
3. Appuyez avec vos pouces tout en tirant en même temps le bord fin de la coque avec vos deux index (Figure B).



Pour changer l'orientation de l'attache :

1. Sortez la pompe de l'étui.
2. Une fois la pompe retirée, soulevez légèrement la languette en plastique derrière l'attache et faites glisser l'attache vers l'extérieur à l'aide d'un angle ou d'un petit tournevis plat (Figure C).
3. Faites glisser l'attache dans l'autre fente jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».



VitalAire
Home Medicines



Vous trouverez d'autres accessoires dans notre shop:

Système de mesure continue du glucose (MCG) avec la pompe t:slim X2™

Connexion avec le système MCG Dexcom G6 und G7

La pompe t:slim X2™ est compatible avec le système MCG Dexcom G6 et G7. Le dispositif Dexcom G6 et G7 permet l'appariement d'un seul dispositif médical à la fois (la pompe t:slim X2™ ou le récepteur Dexcom), mais vous pouvez toujours utiliser l'application de MCG Dexcom G6 et G7 et votre pompe t:slim X2™ simultanément avec le même numéro de série du transmetteur.

Remarque

Pour le Dexcom G6, la transmission des données se fait par l'intermédiaire du transmetteur.



Précaution

Gardez votre transmetteur et votre pompe à moins de 6 mètres de distance. Si de l'eau se trouve entre votre transmetteur et la pompe (par exemple, si vous vous douchez ou nagez), réduisez la distance qui les sépare. La portée est réduite car le Bluetooth ne fonctionne pas aussi bien à travers l'eau.

Conseil


Pour assurer la communication, il est conseillé de placer votre pompe de manière à ce que l'écran soit orienté vers l'extérieur et de porter la pompe et le dispositif MCG du même côté du corps.



Composants du MCG Dexcom G6

Capteur

Fil fin mesurant le taux de glucose sous la peau.
Durée de vie du capteur : 10 jours.



Transmetteur

Reçoit le signal du capteur et l'envoie au récepteur via Bluetooth. Le transmetteur est remplacé au bout de 3 mois.



Récepteur

Affiche les valeurs de glucose actualisées toutes les 5 minutes. En option, un téléphone compatible peut être utilisé comme récepteur supplémentaire.




Remarque

Lisez attentivement le mode d'emploi du Dexcom G6 avant de l'utiliser.

Composants du MCG Dexcom G7

Capteur

Fil fin mesurant le taux de glucose sous la peau.
Durée de vie du capteur : 10 jours.



Récepteur

Affiche les valeurs de glucose actualisées toutes les 5 minutes. En option, un téléphone compatible peut être utilisé comme récepteur supplémentaire.



Remarque

Lisez attentivement le mode d'emploi du Dexcom G7 avant de l'utiliser.

Etape par étape: Comment connecter le Dexcom G6 MCG à la pompe insuline

🔗 Pour connecter votre transmetteur à la pompe:

Tous les trois mois   



Localisez le numéro de série (SN) en dessous de votre transmetteur avant de le fixer à votre capteur.



Dans le menu Options, appuyez sur la flèche du bas, puis sur **Ma MCG** → **N. transmetteur**.

Appuyez sur Configurer.




Saisissez le numéro de série du transmetteur et appuyez sur .

Vous serez invité à saisir de nouveau le numéro de série pour vérifier la concordance, puis votre transmetteur sera connecté.


📅 Pour commencer une nouvelle session de capteur: Tous les dix jours 




Localisez le code de capteur sur la bande adhésive en dessous de l'applicateur.



Dans le menu Options, appuyez sur la flèche du bas, puis sur **Ma MCG** → **DÉMARRER CAPTEUR** → **CODE** et saisissez le code du capteur.



Appuyez sur  pour confirmer le début de la nouvelle session de capteur MCG.



Un message indiquera que le processus de démarrage de deux heures a commencé. Vous ne pourrez pas recevoir les données du capteur ni utiliser la technologie Control-IQ durant cette période.

Si vous ne saisissez pas un code de capteur avant de démarrer une session de capteur, la pompe à insuline t:slim X2™ vous invitera à calibrer le capteur à l'aide d'un lecteur de glycémie à intervalles réguliers. Si vous saisissez un code de capteur, vous ne serez pas invité à calibrer votre capteur. Si les alertes et les relevés de glycémie ne correspondent pas à vos symptômes ni à vos prévisions, utilisez un lecteur de glycémie pour prendre vos décisions relatives au traitement du diabète.

Remarque

Le symbole de compte à rebours se remplit progressivement pour indiquer le temps restant avant que le système n'affiche les valeurs MCG.

Certains écrans ne sont pas affichés. Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre pompe à insuline t:slim X2™, veuillez consulter le guide d'utilisation.

Étape par étape: Comment connecter le Dexcom G7 MCG à la pompe insuline



Ces instructions concernent uniquement le capteur Dexcom G7.



Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **OPTIONS**.



Appuyez sur la flèche vers le bas, puis sur **Ma MCG**.



Si vous utilisez le capteur Dexcom G7 pour la première fois, appuyez sur **Sélectionner le capt** puis sur **Dexcom G7**. Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape 4.

Remarque

Ces instructions sont fournies comme un outil de référence pour les utilisateurs de la pompe et les soignants qui sont déjà familiarisés avec l'utilisation d'une pompe à insuline et avec l'insulinothérapie en général. Les écrans ne sont pas tous affichés. Pour des informations plus détaillées sur le fonctionnement de la pompe t:slim X2, veuillez vous référer à son Guide d'utilisation.




Appuyez sur **DÉMARRER CAPTEUR G7**.



Si l'utilisateur poursuit une session de capteur active après une réinitialisation de la pompe ou une mise à jour du logiciel, appuyez sur puis passez à l'étape 7. Autrement, passez à l'étape 5 pour continuer.



Saisissez le code indiqué sur le côté de l'applicateur du capteur et appuyez sur pour continuer.



Appuyez sur **SAISIR CODE** pour vérifier le code d'appairage, puis appuyez sur pour continuer.

Remarque


Pour éviter les pannes du capteur, ne commencez pas une nouvelle session de capteur à la fois dans l'application Dexcom et sur la pompe à insuline t:slim X2. L'application Dexcom captera automatiquement le signal.

Remarque

Assurez vous que la pompe et le capteur de Mesure Continue du Glucose (MCG) sont situés à moins de 6 mètres l'un de l'autre, sans obstruction.

Remarque

S'il est valide, un écran **CODE CONFIRMÉ** s'affiche pour confirmer. S'il n'est pas valide, la pompe vous invitera à saisir le code une nouvelle fois.



Appuyez sur  pour lancer la période de démarrage de la session de capteur.

L'écran CAPTEUR DÉMARRÉ s'affiche pour vous inviter à confirmer.



La pompe affiche de nouveau l'écran d'accueil avec un graphique des tendances MCG et un symbole de compte à rebours pour le démarrage du capteur.

Remarque

Si vous continuez une session de capteur active, la période de démarrage prendra 5 à 10 minutes. Pour une nouvelle session, elle peut prendre jusqu'à 30 minutes.



Le symbole se remplit au fil du temps pour indiquer le temps restant.

Remarque

Pendant cette période de démarrage, la pompe n'affichera pas les données du capteur et ne permettra pas l'utilisation de la technologie prédictive. Les utilisateurs doivent continuer à utiliser un glucomètre et des bandelettes de test afin de prendre des décisions concernant leur traitement.



Après la période de démarrage, la nouvelle session de capteur active commence.

Remarque

Si vous notez une alerte indiquant que le capteur n'a pas démarré, contactez l'assistance à la clientèle de Dexcom. Si les alertes et les valeurs de glycémie ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, utilisez un glucomètre pour prendre des décisions concernant leur traitement du diabète.

Tipp

- Si l'icône Perte de signal (illustrée ci-dessous) s'affiche sur l'écran de la pompe à insuline, le capteur ne communique pas avec la pompe. Lorsqu'une valeur de glycémie du capteur ne peut pas être fournie, « - - - » s'affiche à l'endroit où la valeur de glycémie du capteur est normalement affichée.
- Pour une connectivité idéale, il est suggéré à l'utilisateur d'orienter l'écran de la pompe vers l'extérieur du corps et de porter la pompe du même côté du corps que le capteur.
 - Assurez-vous que rien n'entre en contact ou n'obstrue le capteur.
 - Veuillez noter que la communication sans fil ne fonctionne pas bien dans l'eau et la portée de transmission est donc plus faible.




Technologie Control-IQ

Fonctionnement de la technologie Control-IQ

La technologie Control-IQ™ est conçue pour permettre d'augmenter le temps dans la plage (3.9–10 mmol/L) à l'aide des valeurs du système de Mesure en Continu du Glucose (MCG) Dexcom G6 et G7 afin de prédire les

taux de glucose 30 minutes dans le futur et d'ajuster l'administration d'insuline en conséquence, y compris l'administration d'un bolus de correction automatique (jusqu'à un par heure).



Activité standard	Activité sommeil	Activité exercice	
10.0	10.0	10.0	 Délivre un bolus de correction automatique si le capteur prédit une valeur glycémique supérieure à la valeur spécifiée dans 30 minutes.
8.9	6.7	8.9	 Augmente l'administration d'insuline basale lorsque le capteur prédit une valeur glycémique supérieure à la valeur spécifiée dans 30 minutes.
6.25	6.25	7.8	 Maintient les paramètres actifs du profil personnel.
3.9	3.9	4.4	 Diminue l'administration d'insuline basale lorsque le capteur prédit une valeur glycémique inférieure à la valeur spécifiée dans 30 minutes.
mmol/L	mmol/L	mmol/L	 Arrête l'administration d'insuline basale lorsque le capteur prédit une valeur glycémique inférieure à la valeur spécifiée dans 30 minutes.

Les valeurs de la thérapie du Control-IQ

Le système adapte l'administration de l'insuline en fonction des valeurs de glucose. Les valeurs prédictives sont prédéfinies et ne peuvent pas être modifiées. Les valeurs prédictives changent lorsque les activités «Sommeil» et activité «Physique» sont activées.

Technologie Control-IQ-Icônes

Symbôle	Signification
	La technologie Control-IQ est activée mais n'augmente ni ne diminue activement l'administration d'insuline.
	La technologie Control-IQ est en train d'augmenter le taux d'administration basal.
	La technologie Control-IQ est en train de diminuer le taux d'administration basal.
	La technologie Control-IQ a suspendu l'administration d'insuline basale.
	L'activité Sommeil est activée.

Symbôle	Signification
	L'activité Exercice est activée.
	Administration de l'insuline basale programmée dans le profil personnel actif.
	La technologie Control-IQ est en train d'augmenter le taux d'administration basal.
	La technologie Control-IQ est en train de diminuer le taux d'administration basal.
	L'administration basale d'insuline est arrêtée et un débit basal de 0 u/h est actif.
	La technologie Control-IQ administre un bolus de correction automatique.†
	La technologie Control-IQ administre un bolus de correction automatique.†

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de la technologie Control-IQ, veuillez vous référer au guide d'utilisation de la pompe t:slim X2™ avec la technologie Control-IQ

🕒 Pour activer ou désactiver la technologie Control-IQ



Depuis le menu **OPTIONS**, appuyez sur « Ma pompe ».



Appuyez sur **Control-IQ**.



À partir de cet écran, la technologie Control-IQ peut être activée ou désactivée.

Tapez sur  pour enregistrer les paramètres.



Saisissez le poids et la dose d'insuline quotidienne totale en unités. Tapez sur  pour enregistrer les paramètres. Control-IQ est maintenant activé.

Remarque

La technologie Control-IQ ne peut être activée que si le poids et l'insuline quotidienne totale sont saisis.

Précaution

Pour utiliser Control-IQ, vous devez avoir un poids de plus de 25 kg et une dose quotidienne totale de plus de 10 unités. La technologie Control-IQ n'est pas en mesure de prévenir complètement la présence d'un taux de glycémie élevés ou bas et ne sert pas non plus à remplacer les bolus repas ou l'autosurveillance active du diabète.

📅 Configuration des activités dans Control-IQ

zzz Activer l'activité Sommeil


L'activité Sommeil vous aide à augmenter la durée dans la plage cible pendant que vous dormez. Vous pouvez programmer l'activité sommeil et définir jusqu'à deux horaires sommeil ou l'activer manuellement.



l'activité sommeil

Pour désactiver l'activité de sommeil, appuyez sur **Activité** dans le menu Options, puis sur **ARRÊTER**.

Il est recommandé de programmer au moins une heure de sommeil pour éviter de devoir se rappeler d'activer et de désactiver l'activité sommeil.



Dans le menu **OPTIONS**, appuyez sur **Activité**.



🏃 Activer l'activité Exercice

L'activité Exercice vous permet de réduire le risque d'hypoglycémie lors d'une activité physique. Consultez votre professionnel de santé si vous devez effectuer des réglages supplémentaires pour les activités exercice.



Activité exercice

Pour activer ou désactiver l'activité exercice, appuyez sur **Activité** dans le menu Options, puis appuyez sur **ACTIVER** ou **ARRÊTER**.

Si l'activité sportive est désactivée manuellement au cours d'un programme de sommeil programmé, il est possible de passer d'une activité à l'autre. L'activité de sommeil démarre désormais automatiquement.

Rappels et alertes

Rappels

Différents rappels peuvent être programmés pour vous aider à gérer votre traitement du diabète au quotidien.

Rappel	Fonction
Hypoglycémie	Vous rappelle de mesurer votre glycémie après avoir saisi une valeur d'hypoglycémie.
Hyperglycémie	Vous rappelle de mesurer votre glycémie après avoir saisi une valeur d'hyperglycémie.
Valeur de la glycémie après un bolus	Vous rappelle de mesurer la glycémie après l'administration d'un bolus.
Bolus repas oublié	Vous rappelle qu'aucun bolus n'a été administré pendant une plage horaire programmée. 4 plages de temps réglables.
Rappel pour le changement du site	Ce rappel vous indique que vous devez changer le set de perfusion tous les 2 ou 3 jours à l'heure programmée.

Rappels et alertes réglables:

- **Insuline faible.** Ce rappel vous avertit lorsqu'il ne reste plus beaucoup d'insuline dans le réservoir. Il peut être programmé pour une valeur comprise entre 10 et 40 unités.
- **Alerte pour les limites basales.** Vous pouvez définir une valeur basale maximale dans la configuration du débit basal temporaire ou dans la plage horaire de votre programme personnel, que la pompe ne doit pas dépasser.
- **Alerte d'arrêt automatique.** La pompe peut interrompre l'administration d'insuline et émettre une alarme en cas de dépassement d'une durée, réglable entre 5 et 24 heures, pendant laquelle aucune interaction avec la pompe n'a lieu.

Les principales alertes de la pompe

Les alertes attirent votre attention sur une situation importante à laquelle vous devez faire attention. La pompe peut continuer à administrer de l'insuline.

Alerte	Signification
Faible quantité d'insuline	Il ne reste que peu d'insuline dans le réservoir. Insérez un nouveau réservoir d'insuline.
Batterie faible	La charge de la batterie restante est inférieure à 25%. Rechargez la pompe.
Alerte pour un bolus incomplet	Cette alerte est émise lorsque vous avez commencé à configurer un bolus et que l'écran se verrouille avant que vous ne confirmiez ou annuliez l'administration du bolus. Terminez la configuration du bolus ou revenez à l'écran d'accueil en appuyant sur la touche « T » à droite de l'écran.
Alerte pour une configuration incomplète	Cet avertissement est émis si l'écran se verrouille avant que vous ayez terminé la configuration d'un réglage, tel que le débit basal temporaire ou la configuration d'un profil personnel. Terminez la configuration ou retournez à l'écran d'accueil en appuyant sur la touche « T » à droite de l'écran.
Alerte de bolus maximum	Vous avez demandé l'administration d'un bolus plus grand que celui qui est enregistré dans vos profils personnels. Il est recommandé d'administrer la quantité configurée comme bolus maximal.
Alerte de perte de connexion	La connexion avec votre ordinateur n'a pas pu être établie lorsque vous avez essayé de connecter la pompe avec un câble USB. Déconnectez le câble et reconnectez-le ou essayez avec un autre câble ou un autre port USB.
Alerte concernant la source d'alimentation	Vous avez branché la pompe sur une source d'alimentation qui ne fournit pas suffisamment de courant pour recharger la pompe. Rechargez la pompe en utilisant une autre source d'alimentation.

Alarme

Les principales alarmes de la pompe

Une alarme indique qu'un problème est survenu, qui doit être résolu, et que l'administration d'insuline a été interrompue. Il est important que vous teniez compte de ces alarmes et que vous agissiez en conséquence pour résoudre le problème en question.

Remarque

Pour obtenir la liste complète des alertes et des alarmes, consultez le mode d'emploi de la pompe t:slim X2™ avec technologie Control-IQ.

Alerte	Cause / Solution
Continuer l'administration d'insuline	Vous avez arrêté manuellement l'administration d'insuline pendant plus de 15 minutes. Reprenez l'administration sous OPTIONS/ REPRENDRE L'ADMINISTRATION DE L'INSULINE.
Niveau de batterie faible	Il reste moins de 1% de puissance de la batterie. L'administration d'insuline a été interrompue. Rechargez immédiatement la batterie.
Réservoir vide	Il n'y a plus d'insuline dans le réservoir. Insérez un nouveau réservoir d'insuline.
Erreur de réservoir	Le réservoir insérée présente un problème et ne peut pas être utilisée. Insérez un nouveau réservoir d'insuline.
Retrait du réservoir	Votre pompe a détecté que le réservoir a été retirée. Tapez sur CONNECTER pour remettre le réservoir actuel en place. Tapez sur REMPLIR pour insérer un nouveau réservoir.
Alerte température	Votre pompe a détecté une température interne inférieure à 2 °C ou supérieure à 45 °C. Retirez votre pompe des zones où la température est extrême et recommencez à administrer de l'insuline.
Alerte d'occlusion	Votre pompe a détecté une obstruction qui empêche l'administration d'insuline. Examinez le réservoir, la tubulure ou la canule pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées ou obstruées. Si l'alarme se déclenche à nouveau, changez le réservoir et le set de perfusion.
Alerte de touche	Le bouton « Activer l'écran/Bolus rapide » (situé sur la partie supérieure de la pompe) est bloqué ou ne fonctionne pas correctement et l'administration a été interrompue. Contactez le service technique.
Alerte réinitialisation	Votre pompe a détecté qu'un de ses microprocesseurs a été réinitialisé et a arrêté toutes les distributions. Contactez le service technique.
Défaillance de la pompe	Votre pompe a détecté une erreur du système et a arrêté l'administration d'insuline. Contactez le service technique.

Conseils d'entretien pour la pompe à insuline t:slim X2™

Nettoyez votre pompe avec un chiffon humide et non pelucheux. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de produits chimiques. Ne plongez jamais la pompe dans l'eau et n'utilisez aucun autre liquide pour la nettoyer.

Arrêt de la pompe

Si vous n'avez pas besoin d'utiliser votre pompe pendant une période prolongée, vous pouvez la mettre en mode d'arrêt. Pour mettre la pompe en mode d'arrêt, branchez-la à une source d'alimentation, puis appuyez sur le bouton Écran allumé / Bolus rapide et maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes. La pompe émet 3 signaux sonores avant de passer en mode de stockage. Débranchez la pompe de la source d'alimentation. Conservez la pompe dans un endroit frais et sec.

Pour la mise en marche de la pompe, il vous suffit de la brancher à une source d'alimentation.

Précaution

N'utilisez PAS la pompe si elle est tombée par terre ou si elle a heurté une surface dure et qu'elle risque d'être endommagée.

Assurez-vous que la pompe fonctionne correctement en connectant une source d'alimentation au port USB et vérifiez que l'écran s'allume, qu'un signal sonore retentit, que la pompe vibre et que le voyant vert sur le bord de la touche «Allumer l'écran/Bolus rapide» clignote.

Si vous n'êtes pas sûr des dommages éventuels, n'utilisez plus la pompe et contactez le service technique.

0800 480 000
diabetes@vitalaire.ch

Application t:simulator™

Trouvez la meilleure solution pour votre style de vie et vos besoins en matière de gestion du diabète.

- Simuler les calculs et l'administration de bolus.
- Créer et nommer jusqu'à six profils personnels.
- Définir des alarmes de rappel.
- Se familiariser avec les réglages de la pompe.

Téléchargez une démo virtuelle. Avec l'application t:simulator™, vous pouvez tester l'interface tactile facile à utiliser de la pompe à insuline t:slim X2 avec votre appareil mobile. Téléchargez maintenant gratuitement:



Ce guide de démarrage rapide ne remplace pas le mode d'emploi de la pompe t:slim X2™ avec technologie Control IQ, ni les instructions de votre médecin.

Utilisation responsable des technologies Control-IQ

Les systèmes tels que la pompe à insuline t:slim X2 avec technologie Control-IQ ne remplacent pas la gestion active du diabète. Par exemple, les utilisateurs doivent toujours effectuer un bolus au moment des repas. La technologie Control-IQ est conçue pour prédire et prévenir les taux de glycémie faibles et élevés, mais elle ne peut pas prévenir tous les taux élevés et faibles, et Control-IQ exige que l'utilisateur saisisse des informations précises, comme les repas et les heures de sommeil ou d'exercice. Les fonctions

Control-IQ reposent sur des lectures continues de la MCG et sont incapables de prédire les niveaux de glucose et d'ajuster la dose d'insuline si votre MCG ne fonctionne pas correctement ou ne peut pas communiquer avec votre pompe à insuline. Veillez à toujours utiliser votre pompe à insuline, vos réservoirs, votre MCG et vos sets de perfusion conformément aux instructions et vérifiez régulièrement qu'ils fonctionnent correctement. Soyez toujours conscient de vos symptômes, surveillez activement votre glycémie et agissez selon les recommandations de votre professionnel de la santé.



Together,
for a better life

VitalAire Schweiz AG

Waldeggrasse 38, 3097 Liebefeld
Téléphone 031 978 78 82 – Fax 031 978 78 03
diabetes@vitalaire.ch

www.vitalaire.ch



VitalAire est une marque internationale pour les activités de Home Healthcare du groupe Air Liquide. Elle constitue un élément important de la prise en charge thérapeutique de plus de 600 000 patients dans 33 pays. L'expertise de VitalAire en matière de soins de Home Healthcare repose sur plus de vingt ans d'expérience avec les patients et les médecins. Grâce à des services et une technologie de haute qualité, VitalAire est en mesure de fournir un excellent niveau de service à ses patients sur le long terme. © Tandem Diabetes Care, Control-IQ et Micro-Delivery sont des marques de commerce de Tandem Diabetes Care, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. t.slim X2, t.lock, AutoSoft, TruSteel et VariSoft sont des marques de commerce de Tandem Diabetes Care, Inc. Dexcom et Dexcom G6 et G7 sont des marques déposées ou des marques de commerce de Dexcom, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques et droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.