

Bausteine für die optimale Versorgung

in der Klinik und zu Hause

Beatmungsgerät EO-150

Modulares System, bestehend aus Dockingstation und herausnehmbarem Beatmungsmodul.





Mobilitätstasche

Die Mobilitätstasche ermöglicht es, das EO-150 während der Beatmung sicher zu transportieren und zu bedienen. Sie kann z.B. am Rollstuhl befestigt werden und mit einer Akkutasche (nicht auf Abb.) für einen externen Akku kombiniert werden, um 15 Stunden Autonomie zu erhalten.



Nomade-Tasche

Diese Tragetasche, in der das Beatmungsmodul ohne Dockingstation sicher transportiert und bedient werden kann, erleichtert die Mobilisation.



Monitoringlösungen





SpO₂ Monitoring via Xpod oder Bluetooth



EO-150 bietet Anschlussmöglichkeiten für externe Sensoren, um für

eine optimale Therapie Vital- und Geräteparameter zu überwachen.





Anbindung FiO₂-Messung

(A)VCV/(A)PCV/PSV/PSV-VT/V-SIMV/P-SIMV

Parameter	Erwachsene	Kinder
VT	300 - 2500 ml	30 - 600 ml
PEEP	AUS/1-25 mbar	AUS/1-20 mbar
Flowverlauf	konstant / dezelerierend	konstant / dezelerierend
Frequenz	5 - 60 Az/min	5 - 80 Az/min
Ti	0,3 - 2,5 s	0,3 - 2,5 s
insp. Trig.	AUS/AUTO/1-5	AUS/AUTO/1-5
exsp. Trig.	AUTO / 10 - 90 %	AUTO / 10 - 90 %
Pinsp.	5 - 59 mbar	5 - 59 mbar
PS	5 - 59 mbar	5 - 59 mbar
Rampe	1-5 (100-500 ms)	1-5 (50 - 250 ms)
Timax	AUTO / 0,3 - 2,5 s	AUTO / 0,3 - 2,5 s
Ti min	AUTO / 0,3 - 2,5 s	AUTO / 0,3 - 2,5 s

Leckagemodi

CPAP/(A)PC/ST/STVT/C-FLOW

Parameter	Erwachsene	Kinder
VT	300 - 2500 ml	30 - 600 ml
CPAP	4 - 20 mbar	4-20 mbar
IPAP	6-50 mbar	6 - 50 mbar
EPAP	4 - 25 mbar	4-20 mbar
Frequenz	5 - 60 Az/min	5 - 80 Az/min
Ti	0,3 - 2,5 s	0,3 - 2,5 s
insp. Trig.	AUS/AUTO/1-5	OFF/AUTO/1-5
exsp. Trig.	AUTO / 10 - 90 %	AUTO / 10 - 90 %
Rampe	1-5 (100-500 ms)	1-5 (50 - 250 ms)
Timax	AUTO / 0,3 - 2,5 s	AUTO / 0,3 - 2,5 s
Ti min	AUTO / 0,3 - 2,5 s	AUTO / 0,3 - 2,5 s
C-FLOW	2 - 60 l/min	2 - 60 l/min

Mundstückmodi

MPV / MPP

Erwachsene	Kinder
300 - 2500 ml	100 - 600 ml
konstant / dezelerierend	konstant / dezelerierend
AUS / 5 - 60 Az/min	AUS/5-80 Az/min
0,3 - 2,5 s	0,3 - 2,5 s
AUS/AUTO/1-5	AUS/AUTO/1-5
1-20 l/min	1-20 l/min
5 - 59 mbar	5 - 59 mbar
	konstant / dezelerierend AUS / 5 - 60 Az/min 0,3 - 2,5 s AUS / AUTO / 1 - 5 1 - 20 l/min

klinische Dater

Indikation	lebenserhaltende Beatmung ab 3,5 kg
Konfigurationen	Einschlauch, Doppelschlauch
Programme	4 einzeln konfigurierbar

physikalische Daten

Betriebsart	Große	Gewicht
EO-150 komplett	27 x 21 x 13 cm	1,9 kg
nur Modul	27 x 14,5 x 10 cm	3,4 kg

Spannungsversorgung

Netzversorgung	100 - 240 VAC
interner Akku	Lithium-lonen / 2,8 Ah / 6 h Laufzeit
DC extern	12-30 V / 115W

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS Parc de Haute Technologie 6 rue Georges Besse 92182 Antony Cedex



 $\label{thm:prop} \mbox{Air Liquide Healthcare versorgt Kunden mit medizinischen Gasen, Home Healthcare Serviceleistungen, Hygieneprodukten, medizinischem Gasen, Hygieneprodukten, Hygieneprodu$ Equipment und Spezial-inhaltsstoffen. Mit der Unterstützung von 16.500 Mitarbeitern beliefert Air Liquide Healthcare weltweit mehr als 15.000 Krankenhäuser und 1.5 Mio. Patienten

Medizinprodukt Klasse IIb, C€



Beatmungsgerät EO-150

Beatmung neu inspiriert



Air Liquide HEALTHCARE

Artikelnummern



MOVE AND CARE CONCEPT BY

EOVE



Mobilität und Lebensqualität



EOVE Click&Go ist ein mobiles Beatmungskonzept. Sein Herzstück ist das herausnehmbare Beatmungsmodul mit integriertem Akku, das auch ohne Dockingstation funktioniert. Bei einem Gewicht von nur 1,8 kg und bis zu 6 Stunden Autonomie bietet das Beatmungsmodul den Patienten größtmögliche Freiheit im Alltag.

Das Konzept EOVE Click&Go ermöglicht den Pflegenden und Familien, mit nur einem Klick vom Nachttischgerät auf die mobile Einheit in Trageoder Nomade-Tasche am Rollstuhl zu wechseln. So wird die Gefahr einer Diskonnektion vermieden und eine sichere und kontinuierliche Beatmung gewährleistet.





Mobilitätslösungen

maximale Bewegungsfreiheit und gute Befestigungsmöglichkeiten am Rollstuhl: Mobilitätstasche (komplettes Gerät) oder

Nomade-Tasche (nur Modul)









Autonomie

externer Akku für 9 Stunden zusätzliche Beatmung

Y-Kabel für 24 Stunden Autonomie anschließbar

Transparenz und Kontrolle

Mit dem VisioTab 8" behalten der Patient, die Pflegenden oder Ärzte die Kontrolle über das Beatmungsgerät und seine Alarme - auch unterwegs. denn für den mobilen Einsatz ist eine Rollstuhl-Halterung für das Visio Tab erhältlich. Durch die drahtlose Verbindung entfallen störende Kabel.





Eine Behandlung, die dem Leben folgt

In allen Situationen ...

Das Beatmungsgerät EO-150 bietet ein breites Spektrum an Ein- und Doppelschlauch-Konfigurationen, Ventil- und Leckagebeatmung sowie eine umfassende Auswahl an Beatmungsmodi.

Die eigens entwickelte Turbine und die Beatmung ab Tidalvolumina von 30 ml ermöglicht die Beatmung neugeborener Patienten bereits ab 3,5 kg.

... und mit optimalem Beatmungskomfort

EO-150 verfügt über eine Hochleistungsturbine mit extrem kurzer Reaktionszeit von 80 ms und stellt damit Flow und Druck außergewöhnlich schnell bereit für optimale Synchronizität. Die Patienten und ihr Umfeld werden besonders die geräuscharme Behandlung und einen neuen Standard im Lebensund Beatmungskomfort schätzen.

Mundstückbeatmung

EO-150 beinhaltet auch 2 spezielle Mundstück-Beatmungsmodi mit speziell angepasstem Alarmmanagement.

C-FLOW*

Der C-FLOW Modus ermöglicht eine nasale High-Flow-Beatmung mit zusätzlichem Sauerstoff und Befeuchtung.

Somit entfällt ein Wechsel des Therapiegeräts, was die Behandlung erleichtert und den Behandlungskomfort erhöht.



Einfache Bedienung

Intuitiver Touchscreen

Die Beatmungsgeräte der EO-Serie sind mit einem intuitiven 7" Touchscreen ausgestattet, über den die Anwender alle Anpassungen der Beatmungstherapie vornehmen und ganz einfach die optimalen Einstellungen wählen können.





4 Programme

Bis zu 4 Programme mit unterschiedlichen Konfigurationen und Beatmungsparametern können für die unterschiedlichsten Lebens- und Therapiesituationen voreingestellt werden.

* optional

Datenmanagement und Konnektivität

EO-150 verfügt über ein innovatives Datenmanagement, das den gesamten Behandlungsprozess vereinfacht und verbessert:

- Die Therapietreue kann durch einen einfachen Datendownload überwacht werden.
- Remotelösungen können über gesicherte Server eingerichtet werden.
- · Eine individuelle Anbindung an Monitoringsysteme ist möglich.
- EOVE unterstützt bei Bedarf den technischen Service des Fachhändlers vor Ort.

Einfache Diagnostik

Mit der einfachen und intuitiven Software können Ärzte die Beatmungsdaten in Form detaillierter Kurvendiagramme und Trendgrafiken untersuchen.





